

CUBREZAPATOS ANTIDESLIZANTE DESCARTABLES 25 g/m²

Descripción

Cubrezapatos antideslizantes descartables, ambidiestros, con elástico en los bordes para un mejor ajuste, presenta una superficie antideslizante en la base, su diseño impide la transferencia de agentes contaminantes en superficies que deben mantenerse limpias. Se debe utilizar siempre con calzado.

Elaborado en tela no tejida de polipropileno antideslizante que permite una perfecta ventilación, tiene alta resistencia mecánica (desgarro o ruptura), baja flamabilidad, repelencia a líquidos, exento de hilachas y pelusas, no tóxico, antialérgico y apto para el contacto alimentario.

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015.

Vida útil

5 años desde la fecha de manufactura.

Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

Embalaje

- Case Pack: 100 unidades/bolsa.
- Master Pack: 10 bolsas/paquete.

- Case Pack: 100 unidades/caja dispensadora.
- Master Pack: 8 cajas dispensadoras/cajón.

Usos

Guarderías, hospitales, clínicas, laboratorios, industrias farmacéuticas, alimentarias, agroindustrias y otras Industrias que lo requieran.



Material: Tela no tejida de polipropileno.

Color: Celeste.

Talla: Estándar.

País de Origen: Perú.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

Características físicas

Largo (cm) ± 1	40
Ancho (cm) ± 1	17
Gramaje (g/m ²) ± 2	25
Peso (g) ± 0.5	4.5

Certificaciones



Empresa Certificada con las Normas:
ISO 13485:2016 Gestión de la Calidad
en Dispositivos Médicos.
ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad.