


Camilla de emergencia rígida



Descripción

Camilla de emergencia rígida, diseñada para el transporte de personas en situaciones de evacuación, atención de primeros auxilios y rescate. Es un producto de plano perfilado con cavidades laterales que simplifican la carga durante el traslado, la inmovilización es lograda por 3 correas de nylon que sujetan los brazos, pecho y las piernas. Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más práctica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.

Especificaciones

Material : Polietileno de alto impacto
Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza
Tamaño : 184 cm. x 45 cm x 6.5cm
Peso :7 Kgr.
Soporta carga : 142 Kgr.
Inmovilizador : 3 correas de nylon de 2" con hebilla clic clac
Colores : Anaranjado y amarillo
Propiedades : 100% traslúcida a los rayos X
Certificación : Cumple CE
Origen : China

Usos

Hospitales, ambulancias, centros de trabajo y en todo lugar donde exista riesgo de producirse un accidente.