

## MASCARILLA QUIRURGICA CELESTE (CAJA POR 50 UNIDADES)

### DESCRIPCIÓN

Estas mascarillas están hechas para proporcionar la mejor protección y construidas con un filtro de alta filtración transpirable para un uso cómodo.

Las máscaras para la oreja combinan una capa intermedia única resistente a los fluidos, con un revestimiento interno de celulosa ultrasuave para proporcionar una excelente transpirabilidad sin comprometer la seguridad.

Las mascarillas no contienen látex y son excelentes para pieles sensibles.



IMPORTADA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máscara plana desechable con de sujeción.
- Tiene una eficiencia de filtración bacteriana del 99 % Protege la nariz y la boca.
- Está hecha de dos capas de tela no tejida y una capa de tela fundida.
- Eficiencia de filtración del 95%, no es tóxica, es aséptica que facilita la respiración y con una pinza nasal de metal.
- Medidas: 18 x 17.5 x 9.5 cm.

### NORMAS / CERTIFICACIONES

- Cumple la norma ISO 13485:2016.