


CMS-50D—OXIMETRO DE DEDO ADULTO

- Modo de visualización: 2 colores (azul y amarillo)
- Fuente de alimentación: 2 baterías de alcalino 1.5V(tamaño AAA)
- Voltaje:DC2.6V~3.6V
- SpO2, frecuencia del pulso, gráfico de barras, visualización del pulso en forma de ondas.
- Indicación de batería baja
- Capacidad de apagado automático.
- Seis modos de visualización ajustables, pulsando un botón.
- Cuatro niveles ajustables de brillo
- Después de apagado, se puede guardar el formato de pantalla.
- Se pueden seleccionar varios colores de la cubierta

contec 50d



contec 50E

