

COLLARIN CERVICAL

DESCRIPCIÓN

Collares cervicales de inmovilización, originales y genuinos contruídos en Foam Plastazole (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos rígidos anterior/posterior y puntos de apoyo científicamente asegurados, posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmersión en agua (permitiendo hidroterapia y baño del paciente sin necesidad de remoción).



MARCA: IMPORTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño asegurando restricción de movimiento, promoviendo recuperación al paciente.
- Libre de látex, espuma hipoalergénica.
- Refuerzo rígido que provee soporte extra anterior y posterior.
- Exclusivo foam Plastazole con textura diseñada para higienizar con agua y jabón neutro.
- Orificio traqueal científicamente diseñado para traqueotomía.
- Acoples para Halos y/o estabilizador. Traslúcido a RX, CT y MRI.
- Orificios con perfil aerodinámico para facilitar ventilación y reducción de calor/humedad.
- Inalterable a la exposición e inmersión en agua (permite el baño del paciente e hidroterapia sin necesidad de rección).
- Construido para regulación a necesidad.
- Velcro de alta adhesividad textil para confort y seguridad.
- Ajuste en hombros y contorno mandibular para mayor estabilidad.
- Acabado suave y delicado.